




# Parameterverfügbarkeit ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

Basiskurve: **8,6** Durchmesser: **14,5** Material: **Senofilcon A** Packungsgröße: **6 Kontaktlinsen** Trägerhythmus: **2 Wochen oder 7 Tage / 6 Nächte**

Sphäre	0,00 dpt bis -6,00 dpt (in 0,25-dpt-Schritten)					-6,50 dpt bis -9,00 dpt (in 0,50-dpt-Schritten)					+0,25 dpt bis +6,00 dpt (in 0,25-dpt-Schritten)		
	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75
Achsen/Zylinder													
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓			✓	✓						
40°	✓	✓	✓			✓	✓						
50°	✓	✓	✓			✓	✓						
60°	✓	✓	✓			✓	✓						
70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓			✓	✓						
130°	✓	✓	✓			✓	✓						
140°	✓	✓	✓			✓	✓						
150°	✓	✓	✓			✓	✓						
160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Sphärische ACUVUE® OASYS® sind von +8,00 dpt bis -12,00 dpt erhältlich.**

## Erfolgreich anpassen



Alle ACUVUE® Kontaktlinsen weisen einen Klasse 1 oder Klasse 2 UV-Schutz auf, der dazu beiträgt, die Hornhaut und das Augeninnere vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. UV absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für UV absorbierende und schützende Sonnenbrillen, da sie das Auge und seine Umgebung nicht vollständig abdecken. UV- Transmission mit -1,00 Dioptrien Linse gemessen.

**Wichtige Sicherheitsinformationen:** Kontaktlinsen der Marke ACUVUE® dienen zur Korrektur des Sehvermögens. Wie bei allen Kontaktlinsen können Probleme mit den Augen, einschließlich Hornhautgeschwüre, auftreten. Bei manchen Kontaktlinsesträgern können leichte Reizungen, Jucken oder Unbehagen auftreten. Kontaktlinsen sollten nicht bei Augeninfektionen oder anderen Augenerkrankungen oder bei systemischen Erkrankungen, die das Auge beeinträchtigen können, verwendet werden. Vollständige Informationen, einschließlich Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen, entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung oder besuchen Sie unsere J&J-Website [jnvisioncare.de/at](http://jnvisioncare.de/at)

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Medical GmbH / Johnson & Johnson Medical Products GmbH 2022 | PP2022AVO4486

